



Multi-C-Putty

Multi-C-putty is een kneedbaar afdrukmetaal op basis van condensatie vinyl siliconen, ontworpen voor gebruik in tandtechnische laboratoria. Multi-C-Putty is eenvoudig te mengen en is niet plakkerig. Multi-C-Putty is uitsluitend te gebruiken voor extra-orale doeleinden.

Dosering en toepassing:

Gebruik voor dosering de bijhorende doseerlepel om overmaat van materiaal te voorkomen. Voor elke lepel Multi-C-putty, drie maal de diameter van de lepel aan Multi-C-Activator (33:1 gewicht) toevoegen. Kneden totdat een homogeen mengsel is bereikt (tenminste 30 seconden).

De verwerkingstijd is ongeveer 1:30 minuten, de uithardingstijd is ongeveer 8 minuten bij kamertemperatuur.

Houdbaarheid: 3 Jaar:

indien bewaard bij 23°C. Niet opslaan bij temperaturen hoger dan 25°C.

Technische gegevens:

Mengtijd:	ca. 30 seconden
Verwerkingstijd inclusief mengtijd:	ca. 90 seconden
Uithardingstijd inclusief mengtijd:	ca. 8 minuten
Shore-A-hardheid:	ca. 85 Shore